


NEOCEMENT® INJECT P

Cemento de fosfato de calcio inyectable
que favorece la regeneración ósea

Neocement® Inject P es un cemento de fosfato de calcio inyectable. **Neocement® Inject P** se presenta en forma inyectable. Está destinado a los vacíos óseos que no son intrínsecos a la estabilidad de la estructura ósea. **Neocement® Inject P** se utiliza en ortopedia y traumatología.



SEGURIDAD

Ausencia de respuesta inmune infecciosa o de transmisión de enfermedades.

CALIDAD

Desarrollado bajo los rigurosos estándares y controles de calidad de la industria de dispositivos médicos. Bioceramed es una empresa certificada por la norma ISO 13485, y nuestros productos tienen marcado CE.

COMPOSICIÓN

Neocement® Inject P se presenta en un sistema de jeringa con conexión luer lock, que permite la inyección de la pasta con una cánula.

Neocement® Inject P es un cemento sintético de fosfato de calcio de fácil aplicación *in situ*. Actúa como un scaffold osteoconductor temporal para el crecimiento óseo.

Neocement® Inject P no debe utilizarse en aplicaciones con carga.


OTROS BENEFICIOS

Neocement® Inject P tiene una baja temperatura de fraguado, no induciendo la necrosis de los tejidos.

Neocement® Inject P es radiopaco, lo que permite la observación del proceso de regeneración.

El uso de injertos sintéticos evita el procedimiento del autoinjerto, minimizando así las complicaciones y morbilidades asociadas y reduciendo el tiempo de la cirugía.

PRINCIPALES APLICACIONES




TRAUMATOLOGÍA

Fracturas, vacíos o defectos del sistema esquelético (fémur, tibia, húmero, cúbito, peroné, calcáneo, mano, entre otros).



ORTOPEDIA

No uniones



ONCOLOGÍA

Relleno de curetaje óseo

Referencias

REF.	DESCRIPCIÓN
CMT10-P	Neocement® inject P, Cemento de fosfato de calcio 10 gr
CMT20-P	Neocement® inject P, Cemento de fosfato de calcio 20 gr

Dirección

José Gomes Ferreira street, 1, Arm D
2660-360 São Julião do Tojal
Loures - Portugal

Contacto

info@bioceramed.com
Tel: (+351) 210 966 988